



## GOCCE SOSPENSIONE *L. reuteri* DSM 17938 E VITAMINA D<sub>3</sub>

### Informazioni per il consumatore:

#### Che cosa è Reuflor® Immuno D<sub>3</sub>

Reuflor® Immuno D<sub>3</sub> è un integratore alimentare a base di probiotici (*Lactobacillus reuteri* DSM 17938) e Vitamina D<sub>3</sub>. *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 è un probiotico in grado di favorire l'equilibrio della flora intestinale. La vitamina D<sub>3</sub> oltre a contribuire al normale assorbimento del calcio e del fosforo, contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

*Lactobacillus reuteri* DSM 17938 è un probiotico in quanto è stato scientificamente dimostrato che:

- è attivo e vitale nelle condizioni ambientali presenti a livello intestinale;
- è resistente al succo gastrico, alla bile ed al succo pancreatico;
- è in grado di colonizzare l'intestino umano;
- è utile in caso di alterazione della flora batterica intestinale come ad esempio durante una terapia antibiotica.

Numerosi lavori scientifici pubblicati documentano la sicurezza di *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 in adulti, bambini e neonati.

#### Come si usa Reuflor® Immuno D<sub>3</sub>

La dose raccomandata è di 5 gocce al giorno, da assumere durante il pasto. Una sola assunzione al giorno è sufficiente per l'apporto di 400 UI (10 mcg) di vitamina D<sub>3</sub> e 10<sup>8</sup> CFU di *Lactobacillus reuteri* DSM 17938.

Può essere assunto durante una terapia antibiotica. Per un miglior risultato, assumere il prodotto tra una dose e l'altra dell'antibiotico. Per l'utilizzo del prodotto nei bambini di età inferiore ai 3 anni, sentire il parere del medico. Le gocce possono essere ingerite direttamente con un cucchiaino da tè o miscelate in ogni tipo di bevanda fredda e nel latte alla temperatura di assunzione (max 37°C). Non miscelare con bevande bollenti. Agitare bene il contenitore prima dell'uso.

5X



Assumere  
5 gocce  
una volta  
al giorno



Premere  
delicatamente il  
contenitore per  
erogare le gocce



Le gocce possono  
essere assunte  
direttamente  
o mescolate in ogni  
tipo di bevanda  
fredda

### Come conservare Reuflor® Immuno D<sub>3</sub>

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente (max. 25 °C). Se la temperatura ambientale supera i 25 °C conservare il prodotto in frigorifero al fine di garantire la vitalità dei probiotici. Dopo la prima apertura, il prodotto è stabile per tre mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso. Il tubetto contiene una lamella bianca deumidificante per la stabilità del prodotto, non ingerirla.

### Avvertenze

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non eccedere la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera. Per l'utilizzo del prodotto nei bambini di età inferiore ai tre anni, sentire il parere del medico.

Gli integratori alimentari non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

Consumare entro la data del termine minimo di conservazione riportata sulla confezione. La data del termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

### Confezioni disponibili

Reuflor® 5 ml sospensione, gocce.

Reuflor® 10 ml sospensione, gocce.

Reuflor® 10 compresse masticabili.

Reuflor® 20 compresse masticabili.

Reuflor® Immuno D<sub>3</sub> 800 20 compresse masticabili.

Reuflor® Immuno D<sub>3</sub> 800 5 ml sospensione, gocce.



ITALCHIMICI S.p.A. — Via Matteo Civitali, 1 — 20148 Milano

*Lactobacillus reuteri* DSM 17938 — Brevetti internazionali

Su licenza esclusiva di vendita BioGaia® AB (Svezia)

Astuccio  
PAP 21  
carta

Foglietto  
PAP 22  
carta

Tubetto  
C/PP 90  
plastica

Tappo  
PP 5  
plastica

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.



4283 G